



家庭用 取扱説明書

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
準備する	4
マッサージする	6
定格・仕様	8
お手入れ	9
よくあるご質問	10
修理を依頼される前に	11
保証とアフターサービス	13

このたびは、弊社の製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書付きますから取扱説明書を大切に保管してください。

N 相談窓



お困りごとかんたん解決

安全上のご注意



必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

事故や体調不良、
けがなどを防ぐために



症状について



● 次の人は使用しない

- (1) 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、静脈炎、各種皮膚炎 および皮膚感染症 [皮下組織の炎症を含む] など)
- (2) 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性とう(疼)痛性疾患の人
- (3) ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- (4) 妊娠中や出産直後の人
- (5) 脚部に重度の血行障害のある人(事故、体調不良、症状を悪化させる原因)

● 次の人は使用しない

また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない
(事故やけがの原因)



● 医師の治療を受けているときや下記の人**は必ず医師と相談のうえ使用する**

- (1) 悪性しゅよう（腫瘍）のある人
- (2) 心臓に障害のある人
- (3) 温度感覚喪失が認められる人
- (3) 温度感覚喪失が認められる人
- (4) 糖尿病など高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
- (5) 抗凝固療法を受けている人
- (6) けんしょう（腱鞘）炎のある人
- (7) 施療部位に創傷のある人
- (8) 体温38°以上(有熱期)の人（例：急性炎症症状 [けん怠感悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき）
- (9) 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
- (10) 上記以外に身体に特に異常を感じているとき

● 使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する

● この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する

（事故や体調不良をおこす原因）

トラブルを防ぐために



● お子様に使わせない。また操作器やアタッチメントの上で遊ばせたり、のせたりしない

（事故や怪我の原因）



● この機器で遊ぶことがないように、お子様を監視する

（事故やけがの原因）

使用時間は



各モード1回約 20分、

1日の使用時間約60分以内にご使用する

（低温やけど、逆効果や怪我の原因）

※ 比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどの原因になります
お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感覚が弱い方は使用直後に肌に赤みが出る場合があります。一時間程経過しても赤みが消えない場合は、医師にご相談ください

アタッチメント



LCDスクリーン

電源/強さ選択ボタン

モードボタン

温感ボタン

接続ホース

準備する

お使いのときは



- アタッチメントの左用、右用を逆に装着して使わない
(体調不良の原因)
- 使用中に立ったり歩いたりしない
- 片足だけで使わない
- 足・ふくらはぎ・ひざ周り・太もものマッサージ以外の目的で使わない
- 首に使わない
(事故やけがの原因)
- 製品を布団やコタツの中に入れて使わない (やけどや感電の原因)



- 使う前には、必ず布地が破れていないか確認する
どんな小さな破れでも、直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、
修理を依頼する (けがや感電の原因)
- 初めて使用する人や、使い慣れるまでは「強さ：弱」で使用する
(けがや体調不良の原因)
- 足のアクセサリーなどの装身具ははずして使用する (事故やけがの原因)

充電について

- 本製品には充電式バッテリーが内蔵し、長期間のスタンバイと使用が可能です。
- 充電用USBケーブルを本体の充電ポートに接続します。
- 充電用USBケーブルを標準型 (5V) USB充電器のUSBポートに接続します。
- 充電時間は約4-5時間かかります。



注意

- 初めてご使用になるときは、満充電状態まで停止してください。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。

まず確認

- 布地に破れがないか？
- 電源を入ると正常に動くか？（しばらく使用しなかったときも確認する）



- 1 肌に使用跡がつく場合があります。使用跡が気になる場合は…ソックスやズボンの上から装着してください。
ふくらはぎ・足・ひざ周り・太ももに使用跡がつき、すぐにとれない場合がありますので、お出かけ前の使用にはご注意ください。



マッサージ機を装着する前に、ソックスやズボンをはくことをお勧めします。



肌への使用跡を防ぐことができます。

- 2 装着時に、洋服やストッキングに面ファスナーがつかないようにご注意ください。





不注意に服に面ファスナーをつけてしまう

- 3 ご使用前に、操作器のバッテリー残量をご確認ください。電力不足の場合にはフル充電してご利用します。



- 4 アタッチメントを巻きつける前に、右用・左用を確認ください。



マッサージする

強さを変えるとき ひざの温度を調節するとき


マッサージの時間のめやす

- 使用時間の目安：各モード1回約20分、1日の使用時間約60分以内
- 長時間の仕様は、筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効果になることがあります。




初めて使用する人や、使い慣れるまでは「強さ：弱」で使用する
(けがや体調不良の原因)

- 1** アタッチメントを巻きつける前に
ホース連続部に「L」左用、「R」右用を確認する。



- 2** 足先から順に固定する
例 左用)

- 1)面ファスナーの端を持って
足先→足首→ふくらはぎ→太もも→ひざの順で固定する
- 2)面ファスナーが浮かないように端部をもう一度押さえつける



- 3** ホースプラグを操作器に差し込む
準備が終わったら・・・
マッサージする





[POWER]

- 1) ボタンを押すと三秒以上押すと、電源ON/OFFにします。
- 2) ボタンをを短く押すと強さを3段階調節できます。
- 3) 初期設定は「弱」です。弱→中→強の順番で切替わる。

[MODE]

- 1) ボタンを押すと動作モードを変えます。
- 2) 下記の順番で切り替えます。

①【Auto】自動モード

足を加圧したあと、空気を抜きます。
ふくらはぎと太ももを加圧した後空気を抜くことで揉みほぐします。

②【Leg】レグモード

ふくらはぎと太ももを同時にもみほぐします。

③【Foot】フットモード

足先から足首までしっかりとマッサージします。

④【Pinch】ピンチモード

ふくらはぎと太ももから足先まで加圧します。

⑤【Press】プレスモード

足先から太ももまで加圧します。

⑥【Relax】リラックスモード

足先からしっかりマッサージし、脚全体をほぐします。

[HEAT]


- 1) 温感ボタンを押すと、温感モード（低-中-高）の順で切り替えます。初期設定は「低」温度です。

必ず電源「切」の状態で行ってください。

- 1 足先、足首、ふくらはぎ部分の面ファスナーをとめ、足先を内側に折りこむ



- 2 足首、ふくらはぎ部分を折りたたみ接続ホースを丸めて、ベルトの面ファスナーを固定する



販売名	エアマッサージャー	FE-7204A
使用電源	DC SV 2A	
一般的名称	家庭用エアマッサージャー	
エア圧力	&: 5§:@30kpa 6:36kpa @: 38kpa	
	.s•€ñ fâfi:§§:@22kpa 4 : 24kpa B: 30kpa	
	X66: §{j: j22kpa 6: 24kpa B: 30kpa	
タイマー	約20分	
使用時間のめやす	各モード1回約20分、1日の使用時間約60分以内	
寸法	約 幅18cm 奥行25cm 高さ71.5cm	
質量	W 1.2SKG	
バッテリー	3000mAh	
充電時間	4-5H	
使用時間 (強度によって)	100-150min(g@J7) : 40-80min(g@J*>)	
電源コードの長さ	1.0M	
対応サイズ	足サイズ 約26-36cm	
	ふくらはぎ周囲 約42-55cm	
	1ttR B B53-75.5cm	
ひざ部分温度	35/45/55°C	

保管

温度・湿度が高くならず、日光のあたらない所に置く

- 小さな子供の手の届く所に置かない
- 操作器やアタッチメントの表面にものを置いた状態で保管しない
(表面に跡がつく・色がる・変色する原因)



お手入れ


必ず電源「切」の状態で行ってください。

シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しない
(故障や部品の割れ、変色などの原因)



- 1 水に布をひたし、よくしぼる
(よごれが気になる場合は、台所用中性洗剤をぬるま湯か水で約5%にうすめたものを使用する)

- 2 よごれをふく
- 無理な力を加えない



面ファスナーにゴミ、髪の毛などがからまった場合は、つまようじなどで取り除いてください

- ホースプラグ差込口には異物を入れない

よくあるご質問

使ってはいけないときはありますか？

- 妊娠中や出産直後の人
- 脚部に重度の血行障害のある人以上のような場合は使用できません。
また、発熱時や身体に特に異常を感じているときは必ず医師と相談のうえ、使用してください。

1日何回使ってもいいですか？

- 1回の使用は各モードが20分未満の場合、複数回の合計使用時間を1日約60分以内にご使用してください。
長時間のご使用は筋肉や神経に必要以上の刺激となり、逆効果になることがあります。



警告

使用時間は各モード1回約20分、1日の使用時間約60分以内にご使用する
(低温やけど、逆効果やけがの原因)

足・ふくらはぎ・ひざ周り・太もも以外の部位に使えますか？

- 足・ふくらはぎ・ひざ周りおよび太もも用です。
それ以外の部位に使用すると、事故やけがの原因になります。

使用できる足・ふくらはぎ・太もものサイズは？

- 使用可能な足サイズ：約26cm～36cm
- 使用可能なふくらはぎ周囲：約42cm～約55cm
使用可能な太もも周囲：約53cm～約75.5cm

ひざが熱すぎるのですが・・・

- 温感を「低」にしてください。それでも熱い場合は厚手のソックスなどを使用してください。

かかとやふくらはぎが温かくないのですが・・・

- 温感（ヒーター）部は布地のひざ部分のみ温めます。

マッサージが強すぎるのですが・・・

マッサージが弱すぎるのですが・・・

- アタッチメントの巻きかたによって、マッサージ感を調節できます。
マッサージ感が強い→ゆるめに巻いてください。
マッサージ感が弱い→すき間なく巻いてください。

肌に生地や面ファスナーがあたって違和感を感じるのですが・・・

- 薄手のハンカチなどをあてて、使用してください。

アタッチメントの空気が抜けないのですが・・・

- アタッチメント（エアバッグ）に残っている空気が多いと、空気が抜けるのに時間がかかる場合があります。ホースプラグを抜いて、空気が自然に抜けるまでしばらく待ってください。

下記のような音が鳴ります。異常ですか？

- パリパリ音
（アタッチメント（エアバッグ）に空気が入るとき、面ファスナーが引っ張られる音です）
- カチカチ音
（操作器が空気を調整する音です）
- ウォーン音・ウィーン音
（モーター音です）
構造上発生するものですので異常ではありません。

1か月の電気代は？

- 1日20分毎日使用した場合、1ヶ月で約16円(税込)です。
（新電力料金目安単価27円/kWh（税込み）で計算）

修理を依頼される前に

下記の確認をお願いします。

確認後なお異常がある場合は、まず電源を切れてお買い上げの販売店へご連絡ください。

症状	確認していただくこと
電源が入らない ▶	● 使用前に充電されているか確認してください。
途中で止まる ▶	● ホースプラグが抜けていませんか？
空気（エア）が入らない ▶	● 接続ホースが折れていませんか？

ひざに温かさを
感じない

● 電源を入れてから、温感（ヒーター）部が約5分で温まります。

左右の温感の
感じ方が違う

● ホースプラグの片方が抜けていませんか？

● 指定位置に合わせていますか？

マッサージ感
が弱い

● アタッチメントをゆるく巻いていませんか？

● 厚手の靴下の上から装着していませんか？

● ホースプラグが抜けていませんか？

● ホースプラグが奥まで差し込まれていますか？

● 接続ホースが折れていませんか？

マッサージ感
が強い

● アタッチメントをきつく巻きすぎていませんか？

エアーが抜け
ない

● アタッチメントをはずし、ホースプラグを抜いて、再度取り付けてください。

操作器、ACア
ダプターが異
常に熱い

破損した

アタッチメン
トの布地が破
れた

故障です。

事故防止のため、ただちに使用を中止して必ず販売店にご相談ください。

廃棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

万一、故障が生じた場合は、販売店またはお客様ご相談窓口までお問い合わせください。
保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。

使用かた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、万一、故障が生じた場合は、お買い上げの弊社（出品者）、または下記窓口にお問い合わせください。



LINE
お.r.1r°s»c
はじめました!



ID : sevicejp123

／ お気軽にお問い合わせください！ ／

Qwdserviceoutlook.com

LINE或いはメールにて
当店へご連絡

ご注文者氏名/ご注文
番号または受注番号/
不具合内容をお知らせ
ください。



お客様情報・不具合内容
を確認

不具合内容確認が
困難な場合は不具合
箇所撮影、写真送付を
お願いしております。



交換品/部品手配/ご
返金手続き

状況確認後、交換品/
部品の発送手配を行
います。在庫状況など
によってはご返金
対応となる場合もご
ざいます。



交換品/部品/返金のお
受け取り

交換品のお受取後、
必要に応じて不具合
品をご返送頂いてお
ります。



A R C O M P R E S S O R G M A S R

EN INSTRUCTION MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS	15
PRODUCT INTRODUCTION	16
PRODUCT SPECIFICATION	16
USAGE METHODS	17
CLEAN AND STORAGE	19
COMMON PROBLEMS	20
TROUBLESHOOTING	21



Thank you for purchasing our products.

Please read the Instruction manual carefully and use it correctly and safely.
Be sure to read "Safety Precautions" before use.

SAFETY PRECAUTIONS

Attention: Do not use this device to supplement or replace any treatment you are currently receiving. If you encounter any unexplained pain, have received treatment for circulation or vascular problems, or use home medical equipment, please consult your doctor before use.

Before using our product, please be sure to fully understand the scope of application, operation methods, precautions, etc.

If you have any product quality problems, please consult the seller. Do not disassemble, modify or repair by yourself.

Please charge the controller before use.

This product is a household electronic health care product, which is not suitable for diagnosis, treatment and other commercial purposes, and cannot replace medicine and medical machinery.

Children and people with limited self-care ability and those with sensory defects are not allowed to use.

Use with caution for those with physical or mental disability or intellectual disability. Please use it under the supervision of escorts. Any discomfort during use, please stop using it immediately.

Please use it safely in a safe environment.

If you feel unwell or have any discomfort during use, please stop using the product immediately.

Do not put this product in an unattended place, especially where children play around.

Do not use this product directly on areas with swollen or inflamed skin or on open wounds.

Do not use in the bath or shower.

Do not place or store this product in a place where it may fall into the bathtub or sink. Do not immerse the product in water or other liquids.

Do not use pins or other metal fasteners on this device. Keep dry: Do not operate in a humid environment.

Do not operate in an environment with aerosol (spray) products or where concentrated oxygen is used.

Warning!

If you have any of the following conditions, please do not use our product.

- Pregnant or just after giving birth.

- People have a pacemaker or other medical implant.

- People suffering from heart disease or vascular disease.

0 Abnormal blood pressure or receiving treatment to return blood pressure to a normal status.

- o People suffering from fracture osteoporosis, spinal fracture fractures, muscle separation and other acute painful diseases.

- People suffering from cancer.

- People recently had surgery.

- e People with sensitive skin or poor blood circulation.

If you encounter the situation below, please consult with your doctor before use.

- People with malignant tumors (tumors).

- People with heart disorders.


- People who lose their sense of temperature.

- People with impaired consciousness.

- People with wounds at the treatment site.

- People who have a body temperature above 38 °C (with a hot period) (eg, acute inflammation symptoms such as burnout, chills, changes in blood pressure, etc., and when they are weak) and who need to recuperate or when the physical condition is significantly worse.

PRODUCT INTRODUCTION



PRODUCT SPECIFICATION

Product Name	Air Compression Leg Massager
Product Model	FE-7204A
Power Specifications	DC 5V 2A
Power	10W
Knee Temperature	35/45/55°C (Low-Medium-High Level)
Charging Time	4-5 H
Usage Time	100-150min (Unopened heating status) 40-80min (Opened heating status)
Automatic Shut-off Time	20min
Recommended Using Time	10mins in each mode, 60mins in one day
Massage Intensity	Foot: Weak: 30kpa Medium: 36kpa Strong: 38kpa
	Calf: Weak: 22kpa Medium: 24kpa Strong: 30kpa
	Thigh: Weak: 22kpa Medium: 24kpa Strong: 30kpa
Size Range of Each Part	Foot: about 26cm-36cm
	Calf circumference: about 42cm-55 cm
	Thigh circumference: about 53cm-75.5cm
Product Weight	About 1.25KG
Product Size	About 71.5x25x18cm


USAGE METHODS

A. Check before use

- Check that the fabric is in good condition.
- ¥ Check that it can work properly after powering on (please check this if it is not used for a long time).
- There may be signs of use on the skin. If you are worried about using marks, please wear on socks or pants before using the massager. It may leave marks on the calves, feet, knees and thighs, and may not fade immediately, so please pay attention before going out.

NOTE: Do not use it on clothes and trousers with zippers or metal objects. It may damage the product.

B. How to connect the controller with massage hose?




As shown above, insert the words "R"™ and "L" on the hose into the corresponding "R" and "L"™ holes on the controller respectively.

Note: Make sure that the words on the hose are facing out, as we can see, that is, "L" is facing up, "R" is facing down. Otherwise, the air pressure cannot be produced.


C. WEARING ORDER

- 1) Put the foot into the massager, start from the foot, fix the foot first, and then stick the velcro to the calf-thigh-knee in sequence, as shown below.

There are two velcros on the calf.



- 2) There are 2 velcros on the thigh, which can be adjusted according to the individual's leg circumference.
- 3) After waiting for the installation of other velcro, it is easier to fix the velcro on the knee.



it is easier to install if you sit on a chair.

When installing, please be careful not to let Velcro stick to the clothes or stockings, especially the sweater, so as not to damage your clothes.

D. Ready to start using

EPOWER]

Short press power button to see the remaining power, long press for 3 seconds to start the machine. Short press power button to adjust three levels of intensity: weak, medium and strong. The default mode is "weak™".

ENODEJ Press mode button to switch mode.

The sequence is as follows:

[Auto]: Automatic Mode

First apply pressure to your calf and thigh and massage, then massage feet after relaxation and then massage calf/thigh/feet at the same time. The pressure is gradually strengthened during the process. Cycle in turn.

[Leg]: Leg Mode

Massage the calves and thighs at the same time. At this time the feet are in a relaxed state.

[Foot]: Foot Mode

Passage from toes to ankles. At this time the legs and thighs are in a relaxed state.

[Pinch]: Pinch Node

Passage from the calf to the toe and to the thigh in a circular motion. The intensity gradually increases.

[Press]: Press Node


Passage from calf to thigh, to foot. Cycle in turn.

[Relax]: Relax Node

Passage all parts to relax the entire foot.

EHEATJ Heater Button

Press heat button to switch the temperature mode: low-medium-high, you can also choose not to heat, the default heat is low temperature mode.



Note: The product only head the knee part.



Tips:

1. For the first use, it is recommended to start with the "weak" level of strength. You may increase the strength after getting used to it.
2. The air pressure is obvious after the massager is turned on, so when using it for the first time, install it according to the position of the velcro as much as possible. After getting used to it, adjust it according to your needs.
3. Please do not stand to use, sit down or lie down as much as possible to relax in order to better enjoy the massage.

CLEAN AND STORAGE

A. Clean

- ※ Make sure to turn off the power and unplug the hose.
Never use thinner, benzene or alcohol (which may cause malfunction, broken parts, discoloration, etc.)



J) Wet the cloth and wring it out


(If you are worried about dust, please use a neutral detergent in the kitchen, dilute to 5% with warm or clean water.)

Wipe the inside and outside of the leg massager, remember not to wipe with large force.

Note:

If rubbish or hair is caught in the hook and loop fastener, remove it with a toothpick, etc.


Do not insert foreign objects into the outlet of the hose.



B. Storage

J) Stick the Velcro on the feet, ankles and calves to the corresponding positions at once, and fold the foot part inward.

2) Fold the ankle and calf straps, round the connecting hose, and then fix it with a belt fastener.



C. Safekeeping

Put in a place where temperature and humidity do not rise and sunlight cannot reach.

- 1) Keep out of the reach of children.
- 2) Do not store other objects on the surface of the controller or massager (avoiding traces on the surface or color shift/ discoloration).



COMMON PROBLEMS

A. Under what circumstances should I not use it?

Answer:

Only during pregnancy or immediately after birth delivery.

Patients with severe blood circulation disorders cannot be used under the above circumstances. You can also see the details on page 2.

In addition, if you have a fever or any abnormality in your body, be sure to consult a doctor before use.

B. How many times can I use a day?

Answer:

For your safety, the massager will automatically shut down after 20 minutes of continuous use. We do not recommend that you use a massager for more than 1 hour. Prolonged use will over-stimulate muscles and nerves and may have adverse effects.

C. Can it be used for other parts than feet, calves, knees and thighs?

Answer:

It is only for feet, calves, knees and thighs. Use in other parts may cause accident or injury.

D. What size feet, calves and thighs are suitable for?

Answer:

Foot size: about 26cm to about 36cm.

Calf circumference: about 42cm to about 55cm.

Thigh circumference: about 53cm to about 75.5cm.

E. The strength is too strong or too weak.

Answer:

The elasticity can be adjusted by the Velcro wrap method. The Velcro is loosely wound, the overall use strength and pressure will be relatively weakened. On the contrary, the Velcro can be adjusted properly, the overall intensity and pressure will be relatively strengthened.

Excessive Velcro that stretches out after tightening may make the skin uncomfortable and can be covered with a thin handkerchief. Attach the handkerchief to the exposed Velcro.

F. The air in the massager hose cannot exhaust.

Answer:

If a lot of air remains in the airbag, it may take some time to exhaust. Plug the hose and wait for a while for the air to escape naturally.

G. The following sounds will be heard. Is it abnormal?

Velcro sound is crisp

This is the sound of the Velcro slightly opening on the massager (this is the sound of the Velcro being pulled when the air enters the airbag).

Oz Buzzing sound

This is the sound produced by the mode effect.

These are normal which is caused by the natural design of the massager structure.

TROUBLESHOOTING

Before requesting repairs, please confirm the following contents, and if errors persist after inspection, please contact your dealer.

Symptoms	Check
Power cannot be turned on	Check if the battery has power.
St0D W0£k10g h6lfW6Y	1. Whether it is out of power. 2. Whether the hose plug is loose. 3. Is the connecting hose broken*
Air does not enter	Is the connecting hose broken?
Not temperature felt at the knee. Different feelings of warmth between left and right knees	1. The heating (heater) part will be heated in about 5 minutes. 2. The heated part does not fit closely to the knee, the gap is too large. 3. Whether the knee is in the set heating position.
Stress intensity is too weak	1. Are the accessories loose? You can tightly wind the Velcro properly. 2. Do you wear thick socks or pants*
Stress intensity is too strong	Is the attachment too tight? You can relax the Velcro appropriately.
Air cannot be exhausted	Remove the accessory and pull out the hose plug to reinstall.

MASSEUR DE COMPRESSION D'AIR DOMESTIQUE

FR MANUEL D'INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	23
INTRODUCTION DU PRODUIT	24
SPÉCIFICATION DU PRODUIT	24
MÉTHODES D'UTILISATION	25
NETTOYAGE ET STOCKAGE	27
PROBLÈMES COURANTS	28
DÉPANNAGE	29

Merci d'avoir acheté nos produits.

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et l'utiliser correctement et en toute sécurité.

Assurez-vous de lire "Consignes de sécurité" avant utilisation.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Attention: N'utilisez pas cet appareil pour compléter ou remplacer un traitement que vous recevez actuellement. Si vous ressentez une douleur inexpliquée, avez reçu un traitement pour des problèmes de circulation ou vasculaires, ou utilisez un équipement médical à domicile, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.

Avant d'utiliser notre produit, assurez-vous de bien comprendre le champ d'application, les méthodes de fonctionnement, les précautions, etc.

Si vous rencontrez des problèmes de qualité, veuillez consulter le vendeur. Ne démontez, modifiez ou réparez pas vous-même.

Veuillez charger le contrôleur avant utilisation.

Ce produit est un produit de soins de santé électronique domestique, qui ne convient pas au diagnostic, au traitement et à d'autres fins commerciales, et ne peut pas remplacer les médicaments et les équipements médicaux. Les enfants et les personnes ayant des capacités d'autosoins limitées et ceux présentant des défauts sensoriels ne sont pas autorisés à utiliser.

utiliser avec prudence pour les personnes ayant une déficience physique ou mentale ou une déficience intellectuelle. Veuillez l'utiliser sous la supervision d'escortes. Tout inconfort pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement. Please use it safely in a safe environment.

En cas de malaise ou d'inconfort lors de l'utilisation, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit.

Ne placez pas ce produit dans un endroit sans surveillance, en particulier là où les enfants jouent.

N'utilisez pas ce produit directement sur les zones à peau enflée ou enflammée ou sur les plaies ouvertes.

Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.

Ne placez pas et ne stockez pas ce produit dans un endroit où il pourrait tomber dans la baignoire ou le lavabo. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.

N'utilisez pas d'épingles ou d'autres attaches métalliques sur cet appareil. Garder au sec: ne pas utiliser dans un environnement humide.

Ne pas utiliser dans un environnement contenant des produits en aérosol (pulvérisation) ou où de l'oxygène concentré est utilisé.

Avertissement!

Si vous avez l'une des conditions suivantes, veuillez ne pas utiliser notre produit.

- Enceinte ou juste après l'accouchement.
- Les gens ont un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical.
- Personnes souffrant de maladies cardiaques ou vasculaires.
- Pression artérielle anormale ou traitement pour rétablir la tension artérielle à un état normal.
- Personnes souffrant d'ostéoporose fracturaire, de fractures vertébrales, de séparation musculaire et d'autres maladies douloureuses aiguës.
- Personnes souffrant d'un cancer.
- Les gens ont récemment subi une intervention chirurgicale.
- Personnes ayant la peau sensible ou une mauvaise circulation sanguine.

Si vous rencontrez la situation ci-dessous, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.

- Personnes atteintes de tumeurs malignes (tumeurs).
- Personnes souffrant de troubles cardiaques.
- Personnes qui perdent leur sens de la température.
- Personnes ayant une altération de la conscience.
- Personnes blessées sur le site de traitement.
- Personnes qui ont une température corporelle supérieure à 38 °C (avec une période chaude) (par exemple, des symptômes d'inflammation aiguë tels que l'épuisement professionnel, des frissons, des changements de la pression artérielle, etc., et quand ils sont faibles) et qui ont besoin de récupérer ou lorsque la condition physique est nettement pire.

INTRODUCT ION DU PRODUIT

Nasseur de

Tube à air
de massage



NANETTE

Affiche LED

Puissance

Chaleur



SPECIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit	Nasseur de compression des jambes
Modele du produit	FE-7204A
Spécifications d'alimentation	DE 5V 2A
Puissance	10W
Température du genou	35/45/55°C(Niveau faible-moyen-élevé)
Temps de charge	4-5H
Temps d'utilisation	J00-150min (Temps d'utilisation sans chauffage) 40-80min (Temps d'utilisation lorsque le chauffage est allumé)
Temps d'arrêt automatique	20min
Utilisation recommandée du temps	10 minutes dans chaque mode, 60 minutes en une journée
Intensité de massage	Pied: faible: 30 kpa moyen: 36 kpa solide: 38 kpa
	Veau: Faible: 22 kpa Moyen: 24 kpa Fort: 30 kpa
	Cuisse: Faible: 22 kpa Moyenne: 24kpa Forte: 30kpa
Gamme de taille de chaque partie	Pied: environ 26cm-36cm
	Tour de mallot: environ 42cm-55 cm
	Tour de cuisse: environ 53cm-75.5cm
Poids du produit	Environ 12.5 kg
Taille du produit	Environ 71.5x25x18 cm

METHODES D'UTILISATION

A. Vérifier avant utilisation


• Vérifiez que le tissu est en bon état.

• Vérifiez qu'il peut fonctionner correctement après la mise sous tension (veuillez vérifier s'il n'est pas utilisé pendant une longue période).

• Il peut y avoir des signes d'utilisation sur la peau. Si vous craignez d'utiliser des marques, veuillez porter des chaussettes ou des pantalons avant d'utiliser le masseur. Il peut laisser des marques sur les mollets, les pieds, les genoux et les cuisses et peut ne pas s'estomper immédiatement, veuillez donc faire attention avant de sortir.

REMARQUE: Ne l'utilisez pas sur des vêtements et des pantalons munis de fermetures à glissière ou d'objets métalliques. Cela pourrait endommager le produit.

B. Comment connecter le contrôleur avec un tuyau de massage ?




Comme illustré ci-dessus, insérez les mots "R" et "L" sur le tuyau dans les trous "R" et "L" correspondants sur le contrôleur respectivement.

Remarque: Assurez-vous que les mots sur le tuyau sont orientés vers l'extérieur, comme nous pouvons le voir, c'est-à-dire que "L" est orienté vers le haut, "R" est orienté vers le bas. Sinon, la pression d'air ne peut pas être produite.

C. Ordre de port


1) Placez le pied dans le masseur, commencez par le pied, fixez le pied en premier, puis collez le velcro au mollet-jambon dans l'ordre, comme indiqué ci-dessous.

Il y a deux velcros sur le mollet.



2) Il y a 2 velcros sur la cuisse, qui peuvent être ajustés en fonction de la circonférence des jambes de l'individu.

3) Après avoir attendu l'installation d'autres velcro, il est plus facile de fixer le velcro sur le genou.



Conseils: Il est plus facile à installer si vous êtes assis sur une chaise.

Lors de l'installation, veuillez ne pas laisser le Velcro coffrer aux vêtements ou aux bas, en particulier au pull, afin de ne pas endommager vos vêtements.

D. Prêt à commencer à utiliser

EPOWERJ

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour voir la puissance restante, appuyez longuement pendant 3 secondes pour démarrer la machine. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler trois niveaux d'intensité: faible, moyen et fort. Le mode par défaut est "faible".

EI40DE] Appuyez sur le bouton mode pour changer de mode.

La séquence est la suivante:

[Auto]: Mode automatique

Appliquez d'abord une pression sur votre mollet et votre cuisse et massez, puis massez les pieds après la relaxation, puis massez le mollet/la cuisse/les pieds en même temps. La pression est progressivement renforcée au cours du processus. Cycle à tour de rôle.

[Leg]: Mode jambe

Hissez les mollets et les cuisses en même temps. A ce moment, les pieds sont détendus.

[Foot]: Mode pied

Passage des orteils aux chevilles. A ce moment, les jambes et les cuisses sont détendues.

[Pinch]: Mode placement

Masser du mollet aux orteils et à la cuisse dans un mouvement circulaire. L'intensité augmente progressivement.

[Press]: Appuyez sur le bouton


relâchez le mollet à la cuisse, aux pieds. Cycle à tour de rôle.

[Relax]: Mode détente

Hissez toutes les parties pour détendre tout le pied.

EHEAT] Bouton de chauffage

Appuyez sur le bouton de chauffage pour changer le mode de température: faible-moyen-élevé, vous pouvez également choisir de ne pas chauffer, la chaleur par défaut est le mode basse température.



Remarque: Le produit chauffe uniquement la partie du genou.



1. PoMr la premiere utllsation, Il est recommand  de commenc  par le niveau de resistance "faible". Vous pouvez augmented la force apr s vous y  tre habitu .
2. La pression de l'air est  vidente apr s avoir allum  le masseur, donc tors de la premi re utllsation, installez-le en fonction de la position du velcro autant que possible. Apr s vous y  tre habitu , aiustez-le en fonction de vos besoins.
3. Veuillez ne pas vous lever pour vous asseoir, vous asseoir ou vous allonger autant que possible pour vous d tendre afin de m m  profiter du massage.

NETTOYAGE ET STOCKADE

A. Nettoyer

- ※ Assurez-vous de couper l'alimentation et de d brancher le tuyau.
N'utilisez jamais de diluant, de benzine ou d'alcool (ce qui peut provoquer un dysfonctionnement, des pi ces cass es, une d coloration, etc.)




1) Nouillez le chiffon et essorez-le

(Si vous vous inqui tez de la poussie re, veuillez utiliser un d tergent neutre dans la cuisine, diluer   59' avec de l'eau ti de ou propre.)

Essayez l'int rieur et l'ext rieur du masseur pour les jambes, n'oubliez pas de l'essuyer avec une grande force.



m 9 remarque:

Si des d chets ou des cheveux soN coinc s dans la fermeture autoagripDaNe, retirez-les avec un cure-dent, etc
N'ins rez pas d'objeD Strangers dans la sortie du bouchon de tuyau.



B. Espace de rangement

- 1) Collez le Velcro sur les pieds, les chevilles et les mollets aux positions correspondantes a la fois 0 et pliez la partie du pied vers l'int rieur Os.
- 2) Pliez la cheville et le mallet, autour du tuyau de raccordement, puis fixez-le avec une attache ceinture @Oz.



C. Garde

Placez dans un endroit où la température et l'humidité n'augmentent pas et où la lumière du soleil ne peut pas atteindre.

- 1) Tenir hors de portée des enfants.
- 2) Ne stockez pas d'autres objets sur la surface du contrôleur ou du masseur (éviter les traces sur la surface ou les changements de couleur / décoloration).



PROBLEMES COMMUNS

A. Dans quelles circonstances ne devrais-je pas l'utiliser?

Réponse:

@ Pendant la grossesse ou immédiatement après l'accouchement.

Oz Les patients souffrant de troubles graves de la circulation sanguine ne peuvent pas être utilisés dans les circonstances ci-dessus. Vous pouvez également voir les détails à la page 2.

Oa De plus, si vous avez de la fièvre ou toute anomalie dans votre corps, assurez-vous de consulter un médecin avant utilisation.

B. Combien de fois puis-je utiliser une journée?

Réponse:

Pour votre sécurité, le masseur s'arrête automatiquement après 20 minutes d'utilisation continue. Nous vous déconseillons d'utiliser un masseur pendant plus d'une heure. Une utilisation prolongée stimule excessivement les muscles et les nerfs et peut avoir des effets indésirables.

C. Peut-il être utilisé 80 minutes d'arrêt 90 minutes QUOITS 8 minutes, 195 IT10119b, 195 gtf101JX et 195 CMiSS9S?

Réponse:

C'est uniquement pour les pieds, les mollets, les genoux et les cuisses. L'utilisation dans d'autres pièces peut provoquer un accident ou des blessures.

D. A quelle taille les pieds, les mollets et les cuisses conviennent-ils?

Réponse:

Taille du pied: environ 26 cm à environ 36 cm.

Tour de mollet: environ 42 cm à environ 55 cm.

Tour de cuisse: environ 53 cm à environ 75.5 cm.

E. La force est trop forte ou trop faible.

Réponse:

L'élasticité peut être ajustée par la méthode d'enroulement Velcro. Le Velcro est enroulé de manière lâche, la force d'utilisation et la pression globales seront relativement affaiblies. Au contraire, le Velcro peut être ajusté correctement, l'intensité et la pression globales seront relativement renforcées.

Le velcro qui s'étire après le serrage peut rendre la peau inconfortable et peut être recouvert d'un mince mouchoir. Fixez le mouchoir au velcro exposé.

F. L'air dans le tuyau du masseur ne peut pas s'échapper.

Réponse:

S'il reste beaucoup d'air dans l'airbag, il peut s'écouler un certain temps. Débranchez le tuyau et attendez un moment que l'air s'échappe naturellement.

G. Les sons suivants seront entendus. Est-ce anormal?

Sound Le son Velcro est net

C'est le son du Velcro qui s'ouvre légèrement sur le masseur (c'est le son du Velcro qui est tiré lorsque l'air pénètre dans l'airbag).

Oz Son bourdonnant

Il s'agit du son produit par l'effet mode.

Ce sont des phénomènes normaux causés par la conception naturelle de la structure du masseur.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Avant de demander des réparations, veuillez confirmer le contenu suivant, et si des erreurs persistent après inspection, veuillez contacter votre revendeur.

Symptômes	Vérifier
Impossible d'obtenir sous pression	Vérifiez si la batterie est alimentée.
Arrêtez de travailler à mi-chemin	1. S'il est hors tension. 2. Si le bouchon du tuyau est desserré. 3. Le tuyau de raccordement est-il cassé*
L'air n'entre pas	Le tuyau de raccordement est-il cassé?
Aucune température ressentie au genou. Différentes sensations de chaleur entre les genoux gauche et droit	1. La partie chauffante (chauffage) sera chauffée en 5 minutes environ. 2. La partie chauffée ne s'adapte pas étroitement au genou, l'écart est trop grand. 3. Si le genou est dans la position de chauffage réglée.
L'intensité du stress est trop faible	1. Les accessoires sont-ils desserrés? Vous pouvez enrouler correctement le Velcro correctement. 2. Portez-vous des chaussettes ou des pantalons épais*
L'intensité du stress est trop forte	L'attachement est-il trop serré? Vous pouvez détendre le Velcro de manière appropriée.
L'air ne peut pas être évacué	Retirez l'accessoire et retirez le bouchon du tuyau. Vérifiez le réinstaller.

MEDIDOR DE PERNAS

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	31
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	32
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	32
MÉTODOS DE USO	33
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO	35
PROBLEMAS COMUNES	36
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	37



Gracias por comprar nuestros productos.

Lee atentamente el manual de instrucciones y úsalo de manera correcta y segura.

Asegúrese de leer "Precauciones de seguridad" antes de usar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Atención: no use este dispositivo para complementar o reemplazar cualquier tratamiento que esté recibiendo actualmente. Si encuentra algún dolor inexplicable, ha recibido tratamiento por problemas circulatorios o vasculares, o usa algún medicamento en el hogar, consulte a su médico antes de usarlo.

Antes de usar nuestro producto, asegúrese de comprender completamente el alcance de la aplicación, los métodos de operación, las precauciones, etc.

Si tiene algún problema de calidad del producto, consulte al vendedor. No desmonte, modifique ni repare usted mismo.

Cargue el controlador antes de usarlo.

Este producto es un producto electrónico para el cuidado de la salud en el hogar, que no es adecuado para diagnóstico, tratamiento y otros fines comerciales, y no puede reemplazar medicamentos y maquinaria

No se permite el uso de niños y personas con capacidad limitada de autocuidado y aquellos con defectos sensoriales.

Usar con precaución para las personas con discapacidad física o mental o discapacidad intelectual. Uselo bajo la supervisión de acompañantes.

Uselo de manera segura en un entorno seguro. Cualquier molestia durante el uso, deje de usarlo de inmediato.

No coloque este producto en un lugar desatendido, especialmente donde los niños juegan.

No use este producto directamente en áreas con piel inflamada o en heridas abiertas.

No lo use en el baño o la ducha.

No coloque ni guarde este producto en un lugar donde pueda caerse en la bañera o el lavabo. No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No utilice pasadores u otros sujetadores metálicos en este dispositivo. Mantener seco: no operar en un ambiente húmedo.

No opere en un ambiente con productos en aerosol (spray) a donde se use oxígeno concentrado.

¡Advertencia!


Si tiene alguna de las siguientes condiciones, no utilice nuestro producto.

- Embarazada o mujer embarazada justo después del parto.
- Las personas tienen un marcapasos u otro implante médico.
- Personas que padecen enfermedades cardíacas o vasculares.
- Presión arterial anormal o recibir tratamiento para devolver la presión arterial a un estado normal.
- Personas que sufren osteoporosis por fractura, fracturas de fractura espinal, separación muscular y otras enfermedades agudas dolorosas.
- Personas que padecen cáncer.
- La gente recientemente se sometió a cirugía.
- Personas con piel sensible a mala circulación sanguínea.

Si encuentra la siguiente situación, consulte con su médico antes de usar.

- Personas con tumores malignos (tumores).
- Personas con trastornos cardíacos.
- Personas que pierden su sentido de la temperatura.
- Persona inconsciente.
- Personas con heridas en el sitio de tratamiento.
- Las personas que tienen una temperatura corporal superior a 38°C (tiene fiebre) (p. Ej., Síntomas de inflamación aguda como agotamiento, escalofríos, cambios en la presión arterial, etc., y cuando están débiles) y personas necesitadas de recuperación a cuando la condición física es significativamente mala. Aparte de lo anterior, cuando el cuerpo se siente anormal.

INTRODUCCION DEL PRODUCTO



ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto	NasaJeador de piernas
Modelo de producto	FE-7204A
Especificaciones de energía	DE 5V 2A
Potencia	10W
Temperatura de la rodilla	35/45/55°C(Bajo-Nedio-Alto Nivel)
Tiempo de carga	4-SH
Tiempo de uso	100-150min (calefacción apagada) 40-80min (calefacción encendida)
Tiempo de apagado automático	20minuto
Tiempo de uso recomendado	10 minutos en cada modo, 60 minutos en un día
Intensidad del masaje	Pie: Débil: 30 kpa Nedio: 36 kpa Fuerte: 38 kpa
	Becerro: Débil: 22 kpa Nedio: 24 kpa Fuerte: 30 kpa
	Muslo: Débil: 22 kpa Nedio: 24 kpa Fuerte: 30 kpa
Rango de tamaño de cada parte	Pie: aproximadamente 26 cm-36 cm
	Circunferencia del becerro: aproximadamente 42 cm-55 cm
	Circunferencia del muslo: aproximadamente 53 cm-75.5 cm
Peso del producto	Aproximadamente 12.5 kg
Tamaño del producto	Aproximadamente 71.5x25x18 cm

METODOS DE USO


A. Verifique antes de usar

- Compruebe que la tela esté en buenas condiciones.
 - Compruebe que puede funcionar correctamente después de encenderlo (verifique esto si no se utiliza durante mucho tiempo).
- e Puede haber signos de uso en la piel. Si le preocupa signos de uso, use calcetines a pantalones antes de usar el masajeador. Puede dejar marcas en las pantorrillas, los pies, las rodillas y los muslos, y puede no desvanecerse de inmediato, por lo tanto, preste atención antes de salir.

NOTA:

No to use en ropa y pantalones con cremalleras u objetos metálicos. Puede dañar el producto.

B. ¿Cómo conectar el controlador con una manguera de masaje?




Como se muestra arriba, inserte las palabras "R" y "L"™ en la manguera en los orificios "R" y "L" correspondientes en el controlador, respectivamente.

Nota: Asegúrese de que las palabras en la manguera estén hacia afuera, como podemos ver, es decir, "L" está hacia arriba, "R" esté hacia abajo. De lo contrario, no se puede producir la presión de aire.

C. Orden de uso


1) Coloque el pie en el masajeador, comience desde el pie, fije primero el pie y luego pegue el velcro en la pantorrilla, muslo y rodilla en secuencia, como se muestra a continuación.

Hay dos velcros en la pantorrilla.



2) Hay 2 velcros en el muslo, que se pueden ajustar de acuerdo con la circunferencia de la pierna del individuo.

3) Después de esperar la instalación de otro velcro, es más fácil fijar el velcro en la rodilla.



Consejos: Es más fácil de instalar si se instala en una silla.

Al instalar, tenga cuidado de no dejar que el velcro se pegue a la ropa o a las medias, especialmente al suéter, para no dañar su ropa.

D. Listo para comenzar a usar

EPOWER]

Presione brevemente el botón de encendido para ver la energía restante, presione prolongadamente durante 3 segundos para encender la máquina. Presione brevemente el botón de encendido para ajustar tres niveles de intensidad: débil, media y fuerte. El modo predeterminado es "débil".

ENODEJ Presione el botón de modo para cambiar de modo.

La secuencia es la siguiente:

[Auto]: modo automático

Primero aplique presión en la pantorrilla y el muslo y masajee, luego masajee los pies después de la relajación y luego masajee la pantorrilla / muslo / pies al mismo tiempo. La presión se fortalece gradualmente durante el proceso. Ciclo a su vez.

[Leg]: Modo de pierna

Masajea las pantorrillas y los muslos al mismo tiempo. En este momento, los pies están relajados.

[Pie]: Modo de pie

Masajea desde los dedos de los pies hasta los tobillos. En este momento, las piernas y los muslos están relajados.

[Foot]: Modo de pie

Masajea desde la pantorrilla hasta el dedo del pie y el muslo con movimientos circulares. La intensidad aumenta gradualmente.

[Press]: Presione el botón

Masajea de la pantorrilla a muslo, a pie. Ciclo a su vez.

[Relax]: Modo Relajación

Masajea todas las partes para relajar todo el pie.

ECalefacción] Botón de calefacción

Presione el botón de calor para cambiar el modo de temperatura: bajo-media-alto, también puede elegir no calentar, el calor predeterminado es el modo de baja temperatura.



Nota: Este panel solo calienta la parte de la rodilla.



1. Para el primer uso, se recomienda comenzar con el nivel de fuerza "débil". Puede aumentar la fuerza después de acostumbrarse.
2. La presión de aire es obvia después de encender el masajeador, por lo tanto, cuando se use por primera vez, instale la mas posible según la posición de los velcros. Después de acostumbrarse, ajústelo según sus necesidades.
3. No se pare para usar, siéntese a recuéstese la mas posible para relajarse y disfrutar mejor del masaje.

LINPIEZA Y ALMACENAMIENTO

A. Limpio


- ※ Asegúrese de apagar la alimentación y desconecte la manguera.
 Nunca use diluyente, bencina o alcohol (que puede causar un mal funcionamiento, piezas rotas, decoloración, etc.)



J) Noje el paño y escurralo

(Si le preocupa el polvo, use un detergente neutro en la cocina, diluya al 596 con agua tibia o limpia).

Limpie el interior y el exterior del masajeador de piernas, recuerde no limpiar con gran fuerza.




Si la basura o el cabello quedan atrapados en el derre de velcro, retirelo con un palillo de dientes etc

No inserte objetos extraños en la salida del enchufe de la manguera.

B. Almacenamiento

- 1) Pegue el velcro en el pie, el tobillo y la pantorrilla en secuencia a la posición correspondiente 1@@, y doble la parte del pie hacia adentro @.
- 2) Doble el tobillo y la pantorrilla Os, rodee la manguera de conexión y límela con un sujetador de cinturón @@.



C. Seguridad

Coloque en un lugar donde la temperatura y la humedad no aumenten y la luz solar no pueda alcanzar.

- 1) Mantener fuera del alcance de los niños.
- 2) No almacene otros objetos en la superficie del controlador a masajeador (evitando rastros en la superficie o cambio de color / decoloración).



PROBLEMAS COMUNES

A. ¿Bajo qué circunstancias no debería usarlo?

Responder:

Durante el embarazo o inmediatamente después del parto.

Los pacientes con trastornos graves de la circulación sanguínea no pueden usarse en las circunstancias anteriores. También puede ver los detalles en la página 2.

Además, si tiene fiebre o alguna anomalía en su cuerpo, asegúrese de consultar a un médico antes de usar.

B. ¿Cuántas veces puedo usar un día?

Respuesta:

Por su seguridad, el masajeador se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso continuo.

No recomendamos que use un masajeador durante más de 1 hora. El uso prolongado sobreestimulará los músculos y los nervios y puede tener efectos adversos.

C. ¿Se puede usar para otras partes que no sean pies, pantorrillas, rodillas y muslos?

Respuesta:

Es solo para pies, pantorrillas, rodillas y muslos. El uso en otras partes puede causar accidentes o lesiones.

D. ¿Para qué tamaño son adecuados los pies, las pantorrillas y los muslos?

Respuesta:

Tamaño del pie: aproximadamente 26 cm a aproximadamente 36 cm.

Circunferencia de la pantorrilla: aproximadamente 42 cm a aproximadamente 55 cm.

Circunferencia del muslo: aproximadamente 53 cm a aproximadamente 75.5 cm.

E. La fuerza es demasiado fuerte o demasiado débil.

Respuesta:

La elasticidad se puede ajustar mediante el método de envoltura de velcro. El velcro está suelto, la fuerza y la presión de uso general se debilitarán relativamente. Por el contrario, el velcro se puede ajustar correctamente, la intensidad y la presión general se fortalecerán relativamente.

El velcro que se estira después del ajuste puede hacer que la piel se sienta incómoda y se puede usar con un pañuelo. Adjunte el pañuelo al velcro expuesto.

F. El aire en la manguera del masajeador no puede salir.

Respuesta:

Si queda mucho aire en el airbag, puede tardar un poco en salir. Desenchufe la manguera y espere un momento a que el aire escape naturalmente.

G. Se escucharán los siguientes sonidos. ¿Es anormal?

El sonido de velcro es nitido

Este es el sonido del Velcro que se abre levemente en el masajeador (este es el sonido del Velcro cuando se tira cuando el aire ingresa al airbag).

Oz Zumbido

Este es el sonido producido por el efecto de modo.

Estos son normales, la que es causado por el diseño natural de la estructura del masajeador.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de solicitar reparaciones, confirme los siguientes contenidos, y si los errores persisten después de la inspeccion, comuniquese con su distribuidor.

Problemas	Cheque
No se puede eFic0de£	Verifique si la baterfa tiene ener9fa.
Deja de trabajar a mitad de camino	1. ¿Se ha agotado el poder? 2. ¿Estâ flojo el enchufe de la manguera* 3. zEsta rota la manguera de conexion*
El aire n opuede entrar	¿Esta rota la manguera de conexioint
No se sintio temperatura en la rodilla. Diferentes sensaciones de calor entre las rodillas izquierda y demcha.	1. La Darte de calentamiento (calentador) se calentara en aproximadamente 5 minutos. 2. La parte calentada no se ajusta bien a la rodilla, el espacio es demasiado Grande. 3. ¿Si la rodilla esta en la posicion de calentamiento establecida*
La intensidad del estrés es demasiado débil.	1. ¿Estan sueltos los acresorios? Puede enrollar bien el velcro correctamente. 2. ¿Usas caltines a pantalones mas gruesos*
La intensidad del estrés es demasiado fuerte.	¿Los accesoriose stân demasiado apretados* Puedes relajar el velcro correctamente.
El aire no puede ser agotado	Etire el accesorio ysaque el tapan de la manguera para volver a instalarlo.